

- schaumfrei
- desinfizierend
- bleichend
- auch als Additiv geeignet



RHEOSOL-CIP 14 A-OS C

Chlorhaltiger, hochalkalischer Reiniger

Produktbeschreibung

Hoch aktiver, stark alkalischer Reiniger mit sehr guten Desinfektionseigenschaften und bleichender Wirkung. Als Sterilisationslösung und Desinfektionsadditiv geeignet. Hohe Wirksamkeit gegen Bakterien und Pilze. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Anwendungsbereiche

Je nach Zweck wird der Einsatz eines Klarspülers empfohlen.

Anwendungshinweise

Vorsicht, das Produkt enthält Chlor!

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Sterillösung	0,5 – 2%	-
Reinigung	1 - 3%	-
Desinfektionsreinigung	2 – 5%	Einwirkzeit 30 - 60 Minuten
Bleiche	1 – 5%	Einwirkzeit 30 - 60 Minuten
Desinfektionsadditiv	2%	Einwirkzeit 60 Minuten
Desinfektionsadditiv	5%	Einwirkzeit 30 Minuten

Zusammensetzung

In 100g sind enthalten: 4,8 g Natriumhypochlorit Weitere Inhaltsstoffe: Natriumhydroxid, Stabilisatoren.

Physikalisch-chemische Daten

- > pH-Wert (Konzentrat) >13
- > pH-Wert (Anwendung) 13

Kennzeichnung gem. GHS

- > H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- > H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen.
- > H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- > P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- > P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- > P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- > P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- > P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- > P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20806100	RHEOSOL-CIP 14 A-OS C Kanister 10 Liter	Kanister
20806130	RHEOSOL-CIP 14 A-OS C Kanister 30 kg	Kanister

Zubehör

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
48017003	Kanisterhahn Gewinde 61 für 20/30 Liter Kanister	Stück
48017002	Kanisterhahn Gewinde 51 für 5/10 Liter Kanister	Stück
48020002	Kanisterpumpe Gewinde 51 mm für 5/10 Liter UN-Kanister	Stück
48020003	Kanisterpumpe Gewinde 61 mm für 20/30 Liter Kanister	Stück
48038005	Kanisterschlüssel für Verschluss mit Gewinde 51	Stück
48038006	Kanisterschlüssel für Verschluss mit Gewinde 61	Stück
48029003	Kanisterhaken für 10 Liter Kanister	Stück
48041001	Schutzbrille mit Seitenschutz, einzeln verpackt in Folie, mit Kunststoffglas	Stück
48036001	Schutzhandschuhe gelb, Größe S, 12 Paar im Paket	Packung
48036006	Schutzhandschuhe gelb, Größe M, 12 Paar im Paket	Packung
48036005	Schutzhandschuhe gelb, Größe L, 12 Paar im Paket	Packung
48036003	Schutzhandschuhe gelb, Größe XL, 12 Paar im Paket	Packung
48036002	Schutzhandschuhe blau Latex, säure- und alkaliefest, 12 Paar im Paket	Packung

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.de.

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.