

Produktinformation: 43001

Flüssigwaschmittelkomponente

- Waschmittelkomponente für Dosieranlagen
- ideal für das RHEOSOL-Flüssigwaschmittelsystem mit 6 Komponenten
- Waschgrundkomponente mit Enzymen und optischen Aufhellern
- hochkonzentriert und sehr ergiebig



## RHEOSOL-W1

Flüssigwaschmittelkomponente im Flüssigwaschmittelsystem

### Produktbeschreibung

Diese Flüssigwaschmittelkomponente enthält hohe Anteile an waschaktiven Substanzen mit Enzymen und optische Aufhellern. Das Produkt erzielt ausgezeichnete Waschergebnisse bei den unterschiedlichsten Verschmutzungen und Verfleckungen.

### Anwendungsbereiche

Zum Einsatz in der Waschmaschine. Insbesondere für Wäsche in Großwäschereien, Altenheimen und Krankenhäusern.

### Anwendungshinweise

Als Teil des RHEOSOL- Waschsystems nur in Verbindung mit der dazugehörigen Dosieranlage zu verwenden. Einsetzbar für alle Wäschearten und in allen Wasserhärten. Für Büttwäsche ist auf eine geringe Dosierung zu achten.

### Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Vorwäsche	ca. 2g / kg Trockenwäsche	-

### Zusammensetzung

15-30% Nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Wasserlösliche Alkohole, Schaumregulatoren.

### Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert (Konzentrat) 7

## Kennzeichnung gem. GHS

- H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315 - Verursacht Hautreizungen.
- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
- P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

## Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
43001120	RHEOSOL-W1 Kanister 20 kg	Kanister

## Zubehör

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
48017003	Kanisterhahn Gewinde 61 für 20/30 Liter Kanister	Stück
48020003	Kanisterpumpe Gewinde 61 mm für 20/30 Liter Kanister	Stück
48038006	Kanisterschlüssel für Verschluss mit Gewinde 61	Stück

## Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → [www.rheosol.com](http://www.rheosol.com) - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: [info@rheosol.de](mailto:info@rheosol.de).

## Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.